

geemarc™ **iLoop+™**
Hear the Difference

Prenosna indukcijska zanka za prostoročno uporabo



PREDSTAVITEV

1. SPLOŠNO

Prenosna indukcijska zanka iLOOP+ je namenjena uporabnikom slušnih aparatov.

Indukcijska zanka omogoča brezžično telefoniranje prek vgrajenega mikrofona. Indukcijska zanka iLOOP+ je kompatibilna z vsemi telefoni, ki imajo 3.5mm vhod za slušalke oz. mikrofona, kot so iPhone, BlackBerry, Samsung ipd., pa tudi DECT (digitalni brezžični telefoni) in ostale naprave kot je MP3 predvajalnik. V primeru da naprava nima kompatibilne vtičnice za slušalko, boste morali kupiti dodaten adapter.

POZOR: Pred uporabo iLOOP+, nastavite vaše slušne aparate na program T (telefon).

PREDSTAVITEV



POZOR:

- **IZKLOPLJENO:** LED lučka ne sveti
- **VKLOPLJENO:** LED lučka sveti zeleno
- **Prazna baterija:** LED lučka sveti rdeče
- **Polnjenje baterije:** LED lučka sveti modro

NAPAJANJE IN POVEZAVA

2. NAPAJANJE IN POVEZAVA

Da aparat pravilno deluje, potrebuje 2 AAA bateriji za ponovno polnjenje NiMH velikosti 1.2V. Baterije je potrebno polniti približno 7 ur pred uporabo.

- Odprite predalček za baterije.
- Vstavite bateriji ki so priložene in se prepričajte da so vstavljene pravilno, tako kot kaže skica v predalčku.
- Za polnjenje baterij, najprej priključite USB kabel na iLOOP+ in na drugo napravo z električno oskrbo. Na aparatu bo svetila modra LED lučka.
- Polnite dokler se LED lučka samodejno izklopi.
- Izklopite USB priključek, ko je polnjenje končano.
- Povežite vtič za zvok z vašim telefonom in vaš iLOOP+ je pripravljen za uporabo.

NAPAJANJE IN POVEZAVA

POZOR:

- *Preden vstavite baterije, vedno izklopite iLoop™+ vtič za zvok iz telefona.*
- *Preverite če so vhodi za zvok (zvočnik, mikrofona, podobno) kompatibilni s 3-kontaktnim vtičem.*
- *Baterij ne odvrzite med navadne odpadke, temveč upoštevajte splošna navodila za ravnanje z nevarnimi odpadki.*

KLICANJE

3. KLICANJE

- Indukcijsko zanko si nadenite okoli vratu.
- Slušne aparate nastavite na program **T**.
- Pritisnite tipko **ON/OFF** in iLOOP+ je pripravljen za uporabo.
- Na aparatu bo svetila zelena LED lučka.
- Med telefonskim pogovorom lahko s pomočjo koleščka za glasnost spreminjate jakost.

iLOOP+ se bo samodejno izklopil po končanem klicu ali v primeru dolge tišine. Prav tako se bo samodejno vklopil ob dohodnem klicu ali v primeru da sogovorec začne spet govoriti po daljši pavzi.

POZOR: Napetosti pri telekomunikacijskih mrežah je razreda TNV-3 (Telekomunikacijska mrežna napetost), standard EN60950.

POZOR: Ko se baterije izpraznijo, se bo prižgala rdeča LED lučka. Takoj priklopite USB kabel za ponovno napajanje, saj se s tem izognete škodi na aparatu ali baterijah.



geemarc™ United Kingdom
Telecom SA

5 Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 384438
www.geemarc.com

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2, rue Galilée BP20061
59791 Grande Synthe CEDEX
Tél. service après vente :
03 28 58 75 99
www.geemarc.com

geemarc™ Deutschland
Telecom SA

Siemensstrasse 10,
53121 Bonn
Deutschland
Tel: +49(0)228/ 74 87 09 0
Fax: +49(0)228/ 74 87 09 20
www.geemarc.com