

AUDIOBM**Sonic Alert**
*America's Leader in Visual Alerting Systems.***Model SBB500SS-v3****Sonic Boom Budilka Z Dvojnim Alarmom & 5-stopenjski vibrator****NAVODILA ZA UPORABO**

POMEMBNO – Prosimo, da pred prvo uporabo natančno preberete ta navodila.

-- Za napajanje naprave uporabljajte izključno Sonic Alarm adapter, ki je priložen.


Opozorilo: Da bi preprečili požar ali električni udar, naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Pred vklopom naprave v električno omrežje preverite ali se specifikacije naprave ujemajo s specifikacijami električnega omrežja v vaši državi.

Primer: AC100- 240V~, 50/60 Hz.

- Prezračevalnih odprtih ne prekrivajte s predmeti kot so časopis, krpe, zavese ipd.
- Na napravo ne polagajte odprtega ognja kot je naprimer sveča ipd.
- Naprave ne močite ali izposlavljajte tekočinam. Na napravo ne polagajte vaz, kozarcev ipd.
- Naprave ne postavljajte na zaprta mesta kot so predali, zaprte police ipd.

NAVODILA ZA UPORABO



FUNKCIJE

- | | |
|---|--|
| 1) Indikator alarma 1 | 9) Hitri gumb za Minute/ Ure / Izbira 12 ali 24 urnega prikaza |
| 2) PM Indikator | 10) Počasni gumb za Minute/Ure |
| 3) Dremež/Nastavitve dolžine dremeža/ Nastavitev stopnje vibratorja | 11) Prostor za baterije |
| 4) Koleček za glasnost | 12) Preklop med alarmi (AL1, AL2, AL1+AL2) |
| 5) Nastavitev alarma/ dolžine alarma | 13) DC vhod za napajalni adapter |
| 6) Gumb za nastavitev časa | 14) Koleček za nastavitev tona |
| 7) Gumb za izklop alarma | 15) Izhod za vibrator |
| 8) Preklopnik načina alarma | 16) Utripajoča lučka |
| | 17) Indikator alarma 2 |

Testni način:

- 1) Pritisnite in držite gumba Snooze in Time 3 sekunde, da vklopite Testni način. Na zaslonu se bo izpisal napis "7ES7".
- 2) Če v roku 1 minute ne boste pritisnili nobenega gumba, bo budilka samodejno prešla iz testnega v časovni način.
- 3) Če v roku 1 minute pritisnete katerikoli gumb(z izjemo Snooze & Time gumbov) bo budilka izključila testni način.
- 4) V testnem načinu lahko s pomikanjem preklopnika za način alarma preverite vse različne funkcije budilke.
 - a) Preklopnik na položaju OFF, bo neprestano oddajal zvok "Vee" kar pomeni, da je budilka v testnem načinu.
 - b) Preklopnik na položaju BUZZ, bo demontriral zvok brnenja budilke.
 - c) Preklopnik na položaju VIB, bo demonstriral vibriranje.
 - d) Preklopnik na položaju VIB in BUZZ, bo demonstriral brnenje in vibriranje hkrati.
- 5) Ko ste v testnem načinu končali, pritisnite katerikoli gumb (z izjemo gumbov Snooze in Time).

Nastavitev pravilnega časa:

- 1) Pritisnite in držite gumb "TIME" (6) in hkrati pritisnite gumb "FAST" (9) ali gumb "SLOW" (10) za nastavitev željenega časa.
- 2) The **osvetljena lučka PM indikator (2)**, ki se nahaja v zgornjem levem kotu budilke pomeni, da je prikazan popoldanski čas PM. V primeru dopoldanskih ur AM, lučka ne bo svetila.

Nastavitev alarma:

Nastavitev Alarma 1

- 1) Pomaknite "ALARM MODE SWITCH" (12) na položaj AL1, indikator alarma 1 "AL1" (1) se bo osvetlil.
- 2) Pritisnite in držite gumb "ALARM SET" (5) in hkrati pritisnite gumb "FAST" Button (9) ali gumb "SLOW" button (10) za nastavitev željenega alarma.
- 3) Poskrbite, da bo čas alarma pravilno nastavljen na popoldanski PM (1) ali dopoldanski AM čas.

Nastavitev Alarma 2

- 4) Potem, ko ste nastavili AL1 uporabite preklopnik načina alarma "ALARM MODE SWITCH" (12) na položaj AL2. Indikator alarma 2 "AL2" (17) se bo osvetlil.
- 5) Pritisnite in držite gumb "ALARM SET" (5) in hkrati pritisnite gumb "FAST" (9) ali gumb "SLOW" (10) za nastavitev željenega alarma.

Izbira 12 ali 24 urnega prikaza

- budilka je nastavljena na 12 urni format za UK in 24 urni format za ostale evropske države. Pritisnite in držite gumb **Fast (9)** 6 sekunda za vstop v meni za izbiro časovnega načina. Spustite gumb **Fast (9)**, ko se na zaslonu prikaže napis "12 H" ali "24 H". Pritisnite in spustite gumb za izbiro med 12 in 24 hours. V primeru, da izbire ne opravite v 4 sekundah, bo uporabljen zadnji prikazani format, budilka pa se bo vrnila v časovni način.

Alarm:

Vklop Alarmov:

- 1) Za vklop Alarma 1, potisnite "**ALARM MODE SWITCH**" (12) na položaj AL1. Indikator alarma 1 "**AL1**" (1) se bo osvetlil.
- 2) Za vklop Alarma 2, potisnite "**ALARM MODE SWITCH**" (12) na položaj AL2. Indikator alarma 2 "**AL2**" (17) se bo osvetlil.
- 3) Za vklop obeh alarmov potisnite "**ALARM SELECTOR**" (1) na položaj AL2. Indikator alarma "**AL1**" (1) in "**AL2**" (17) se bosta osvetlila.

Izbira načina bujenja:

Za izbiro načina bujenja potisnite "**Alarm Function Switch**" (8) na željeni položaj:-

- a) "BUZZ" za zvonjenje b) "VIB" za vibriranje c) "VIB/ BUZZ" za oba zvonjenje in vibriranje.

OPOMBA: izbira načina bujenja velja za oba alarma.

Vzorci alarma:

Ko je alarm aktiviran, vzorec zvonjenja / utripanje zaslona ne bo usklajen z vibriranjem. To pomeni, da ko je zvonjenje / utripanje vklopljeno, vibrator ni vklopljen. Ko pa je vklopljen vibrator, zvonjenje / utripanje ni vklopljeno.

ALARM 1 - Ko je vklopljen alarm 1 bo ta trikrat zapiskal in nato trikrat zavibriral. Ta vzorec se bo nadaljeval dokler alarm ni izklopljen.

ALARM 2 - Ko je vklopljen alarm 2, bo ta zapiskal štirikrat in nato štirikrat zavibriral. Ta vzorec se bo nadaljeval dokler alarm ni izklopljen.

Nastavitev dolžine alarma:

Privzeta dolžina alarma je 30 minut; dolžino alarma lahko po želji nastavite in sicer od 1 do 59 minut. Za nastavitev dolžine alarma:

- Pritisnite in držite gumb **AL. SET (5)** šest sekund. Budilka bo prikazala privzet čas alarma, ki je 30 minut. Spustite gumb AL set.
- Pritisnite gumb "**MIN**" (10) za nastavitev željene dolžine alarma od 1 do 59 minut.
- Po končanem izbiranju željene dolžine alarma se bo budilka po 3 sekundah vrnila v časovni način. Nova dolžina alarma bo postal nova privzeta vrednost, dokler je ne boste zopet spremenili.

Nastavitev dremeža:

1. Ob sprožitvi alarma v jutranjih urah ga lahko preknite z gumbom **SNOOZE (8)** in ga s tem za krajši čas izklopite. Alarm se bo izklopil za 9 min, čas prekinitve pa lahko nastavite tudi sami in sicer od 1 do 30 minut. Po končanem dremežu se bo alarm ponovno sprožil. Dremež lahko koristite v neomejenih ponovitvah dokler ne izklopite alarma.
2. Funkciji SNOOZE Alarma 1 in Alarma 2 sta med seboj neodvisni.

Nastavitev dolžine dremeža:

Privzeta dolžina dremeža je 9 minut vendar jo lahko nastavite tudi sami in sicer od 1 do 30 minut. Za nastavitev dremeža:

- Pritisnite in držite gumb **SNOOZE (8)** 4 sekunde. Na zaslonu budilke se bo prikazal privzet čas dremeža '9'. Gumb SNOOZE sedaj spustite.
- Pritisnite gumb "**SLOW**" (7) za nastavitev časa dremeža, od 1 do 30 minut.
- Potem, ko se na zaslonu prikaže željeni čas dremeža, se bo budilka po 3 sekundah vrnila v časovni način. Novo nastavljeni čas dremeža bo postal privzeta nastavitev dokler ga zopet ne spremenite.

Izklop alarma:

Alarm lahko izklopite začasno, samo za en dan ali stalno.

- 1) Ob sprožitvi alarma pritisnite gumb "ALARM OFF" (7) za izklop alarma tisti dan, ponovno pa se bo vklopil naslednji dan.
- 2) Za stalen izklop alarma, potisnite stikalo " Alarm Function " (8) na OFF položaj. Alarm bo izklopljen dokler stikalo " Alarm Function " (8) ne bo nastavljen na položaj "VIB/BUZZ", "VIB", ali "BUZZ".

OPOMBA: Funkciji "Alarm Off" Alarma 1 in Alarma 2 sta med seboj neodvisni.

Nastavljanje zatemnitve:

ŠOÖÄ æ [|] Ä { [* [æ Ä d] ^ } b \ [Ä æ æ æ ^ ç . Ö } \ | æ Ä | æ æ } æ Ä ~ { à SNOOZE Æ æ Ä
 •] ! ^ { ^ } æ Ä • ç ^ ç ä ^ ç Ä æ [|] æ Ä P æ æ æ æ ^ ç Ä • ç ^ ç ä ç ^ Ä ! [0ä5-4-3-2-1-2-3-4-5 ([ä Ä ç ^ d ^ * æ Ä
] ! [ç Ä æ { } b } ^ { ~ Ä Ä æ Ä ä Ä { } ^ * æ Ä ! [ç Ä ç ^ d ^ { ~ } .

OPOMBA: NUHya b|Hj 'nUg`cbUbYVc`XYcj UUEXc_`Yf`YVi Xj`Uj`XfYa Yji "

BUgHj |Hj |`UgbcgH.

- 1) Za ä æ æ æ ^ ç Ä æ } [• ç] [{ æ } æ Ä | ^ z ^ \ VOLUME (4) Ä ä Ä Ä æ Ö æ Ä [ä] b { Ä ^ • } ^ { Ä [ç Ä ä ~ ä ä ^ É

Nastavitev tona:

- 1) Za nastavitev tona, pomaknite kolesček TONE (14), ki se nahaja v zgornjem desnem kotu budilke.

Vibrator:

- 1) Vibrator vklopite v vhod za vibrator "VIBRATOR INPUT" (15), ki se nahaja za zadnji strani budilke.
- 2) Vključite vibrator s pomikom gumba "Alarm Function Switch" (8) na položaj "VIB/BUZZ" ali "VIB".
- 3) Vibrator postavite pod blazino ali vzmetnico.

Baterija:

Budilko napaja 9-voltna alkalna baterija, katero lahko vstavite na zadnji strani budilke **Battery Compartment Cover (11)**. Baterija ni priložena. **Pri izpadu električne energije LCD zaslon ne bo svetil, vendar bo budilka še vedno pravilno prikazovala čas in alarme.** Pri izpadu električne energije, lahko baterija napaja budilko do 30 dni. **(Med izpadom električne energije, čas na LCD zaslonu ne bo prikazan.**

OPOMBA: Za doseganje optimalnega delovanja, baterijo menjte vsake 6 mesecev. V primeru, da budilke ne uporabljate dlje časa, je priporočljivo, da baterije odstranite in tako preprečite možnost poškodb in razlinitja baterij.

DC 9V Napajalni vhod –

Priključite "DC POWER INPUT" (13) na zadnjo stran DC9V IN vhoda, ki se nahaja poleg vhoda "VIBRATOR INPUT" (15).

OPOMBA: POMEMBNO: ne zamenjajte "DC POWER INPUT" (13) vhoda z vhodom "VIBRATOR INPUT" (15)

SPLOŠNI PODATKI:

Napajalni adapter: AC100-240V~, 50/60Hz

Poraba energije: , 650mA

Izhodna napetost adapterja: DC9V

Dobavitelj za Slovenijo:



Info telefon: 059 044 055

E-mail: info@audiobm.si

Spletna stran: www.audiobm.si