



➔ Pritisnite 1 x = Hitri cikel  
30 minut.



➔ Pritisnite 2 x = Intenzivni cikel  
1 ura



- 1 USB napajalni kabel vključite na zadnji strani PerfectDry Lux®. Nato drugi del vključite v USB režo ali preko napajalnika v električno vtičnico. Lučka stanja utripa, kar pomeni, da je naprava vključena.
- 2 Preden slušne aparate vstavite v PerfectDry Lux®, jih očistite in obrišite, da z njih odstranite ušesno maslo in nečistoče. Če je mogoče, vstavite slušne aparate s povsem odprtimi baterijskimi predalčki, da bo proces izsuševanja potekal optimalno. Zaprite pokrov PerfectDry Lux®.

- 3 Pritisnite tipko za start, da izberete sušilni cikel:
- ➔ Pritisnite enkrat, za zagon hitrega sušilnega cikla, ki traja 30 minut. Lučka na levi strani stalno sveti.
  - ➔ Pritisnite dvakrat, za zagon intenzivnega sušilnega cikla, ki traja 1 uro. Obe lučki svetita.

Če ničesar ne pritisnete, bo PerfectDry Lux® po eni minuti preklapljal v stanje mirovanja in lučki se ugasneta. Za ponovno aktiviranje naprave enkrat pritisnite na tipko start, nato izberite želeni sušilni cikel.

PerfectDry Lux® se po zaključku sušilnega cikla samodejno ugasne. Ugasneta se tudi lučki. Če med postopkom sušenja želite proces ustaviti, enostavno odprite pokrov in naprava se takoj ugasne (varnostna funkcija).

### Varnostni ukrepi

- PerfectDry Lux® postavite na stabilno in suho podlago.
- Ne gledajte neposredno v UV-C svetilko, ki se nahaja v notranjosti sušilne komore.
- Da napravo odklopite iz omrežne vtičnice, potegnite za vtičnik. Ne vlecite za kabel.

### Nasvet za vzdrževanje

Očistite z mehko krpo. Za čiščenje PerfectDry Lux® ne uporabljajte močnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. V sušilno komoro ne pršite nobenih tekočin. Ko PerfectDry Lux® ne uporabljate, ga hranite z zaprtim pokrovom, da se izognete nalaganju nečistoč na UV-C svetilko.

## Varnostna navodila

Pred prvo uporabo pazno preberite navodila za uporabo in jih shranite za naslednjo uporabo.

**Vsakršna uporaba, ki ni v skladu z navodili, proizvajalca oprosti vsake odgovornosti.**

PerfectDry Lux® lahko uporablja le oseba z normalnimi intelektualnimi sposobnostmi. Drugih omejitev za uporabnika ni.

Hraniti izven dosega otrok.

Vsak poseg, razen običajnega čiščenja in vzdrževanja, lahko opravi le serviser.

Nikoli ne dajajte PerfectDry Lux® napajalnika ali kabla pod vodo oz. v katero drugo tekočino. Če je vtičnik ali napajalni kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte. Napajalni del zamenjajte z originalnim novim. Za čiščenje PerfectDry Lux® nikoli ne uporabljajte detergenta ali jedkih sredstev. **Opozorilo: Vsaka uporaba, ki ni v skladu s temi navodili pomeni, da garancija ni več veljavna.**

**Proizvajalec ne more nositi odgovornosti za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali malomarne uporabe izdelka.**

## Opis

PerfectDry Lux® je elektronska naprava za vzdrževanje in shranjevanje vseh vrst slušnih aparatov.

Vzdrževanje je zagotovljeno s kombinacijo prisilnega prezračevanja, ki ga omogoča ventilator in UV-C žarki za dezinfekcijo.

### Opomba:

- UV-C žarnica površinsko razkužuje in ima malo oz. nič učinkov v globino, kar pomeni, da ne more poškodovati ušesne olive ali ohišja slušnega aparata.

## UV-C razkuževanje

PerfectDry Lux® je opremljen žarnico, ki oddaja kratkovalovno UV-C svetlobo. Krožna 360° razporeditev svetlobe omogoča, da žarki dosežejo vse površine slušnih aparatov. Izpostavitve površine UV-C svetlobi omogoča uničenje 99% gliv in bakterij, ter dramatično zmanjša srbenje in infekcije v sluhovodu. Svetilka se samodejno vklopi za prvih pet minut sušilnega cikla, nato pa se samodejno izklopi.

## Razvlaževanje – Sušenje

PerfectDry Lux® je opremljen z ventilatorjem za vzpostavitev prisilnega kroženja zraka, kar omogoča, da se zmanjšata potrebna moč in čas, ki sta potrebna za sušilni cikel.

Temperatura sušilne komore je nadzorovana z elektronskim sistemom, da se ohranja konstantna temperatura 45°C, ne glede na zunanjo temperaturo okoli naprave, in da se prepreči kakršnakoli poškodba slušnih aparatov.

## Tehnični podatki

### Lastnosti

- Zunanje mere DxVxG (mm): 92 x 48 x 75
- Notranje mere DxVxG (mm): 70 x 21 x 51
- Teža (g): 160
- Napajanje: 5Vdc / 0,5A
- Največja moč: 2.5W
- Moč v mirovanju: <0.02W
- UV-C valovna dolžina: 253.7nm
- Raven zvoka <20 dBA
- Temperatura sušenja: 45°C +/-3
- Obratovalne temperature: od 12° do 40°C
- Pogoji skladiščenja: od -20° do 65°C
- Programska oprema verzija 01.00
- Dolžina USB kabla: 1.5m

### Priključek za napajanje

- Vhod: 100-247Vac - 50-60Hz - 0.15A
- Izhod: 5Vdc / 1A

## Garancija

Za PerfectDry Lux® velja 36 mesecev garancije, z izjemo napajalnika (24 mesecev) - od dneva nakupa. Za vse morebitne napake ali okvare, se obrnite na vaš slušni center. Za uveljavljanje garancije morate imeti s seboj račun. Garancija ne velja za kakršnekoli napake, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil, za mehanske poškodbe,

## Podatki za identifikacijo

Podatkovni list se nahaja na spodnji strani PerfectDry Lux®.

V Pomen kratic:

Volt (napajalna napetost)

A Amper ( Poraba energije)



Simbol za USB napajanje



Za notranjo uporabo



Ta proizvod je iz ABS proizvodnje, reciklirane do 7%



Ta izdelek je skladen z veljavnimi Evropskimi direktivami.



**ODSTRANJEVANJE**

Zastarele naprave odstranite na ekološki način.

Naprava je narejena iz materiala, ki ga je potrebno reciklirati. Bodite previdni, da odsluženo napravo razrstite v pravi sistem recikliranja.

## Navodila za uporabo

# PerfectDry Lux®



UV-C dezinfekcija in hitro sušenje slušnih aparatov

### Komplet vsebuje:

- 1 PerfectDry Lux®
- 1 USB kabel
- 1 Napajalnik
- 1 Navodila za uporabo

**AUDIOBM**  
SLUŠNI APARATI

www.audiobm.si