

## Tabelarični pregled pomembnejših funkcij v slušnih aparatih Unitron

Izbor	Vrhunski	Odličen	Srednji	Razširjeni osn.	Osnovni
<b>Tehnološka izvedba</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>E</b>	<b>Shine Rev4</b>	<b>Shine Rev3</b>
Število kanalov	20	10	6	4	3
Vrsta kompresije	WDRC / Linearna	WDRC / Linearna	WDRC / Linearna	WDRC / Linearna	WDRC / Linearna
Vrste mikrofонов (Multiband, Smart, Adaptive, Directional, AutoMic)	Večpasovni prilagodljivi	Večpasovni prilagodljivi	Prilagodljivi usmerjeni	Prilagodljivi usmerjeni	Usmerjeni

### Posebne UNITRON funkcije

Število samodejnih programov	4	2			
Speech Enhancement LD - Poudarjanje govora LD				●	Vklop/Izklop
Samodejno privajanje (nov uporabnik)	●	●	●	●	●
Poslušanje telefona na obeh straneh	●	●			
SmartFocus – Pametno usmerjanje		●	●		
SmartFocus 2 – Pametno usmerjanje 2	●				
Pinna Effect – Efekt uhlja	●				
LearnNow – Priučitev trenutne situacije	●				
Self Learning – Samodejno učenje	●				

### Ostale funkcije

Število ročnih programov	do 3	do 3	do 4	do 4	do 3
Feedback Manager – Upravljanje s povratnim vplivom	●	●	●	●	●
AntiShock – Stabilizator zvoka	●	●	●	●	●
Occlusion Manager – Upravljanje zaprtosti	●	●	●	●	●
Natural Sound Balance – Uravnoveženje naravnega zvoka	●	●	●	●	●
MyMusic – Poseben program za glasbo	Samodejni	●	●	●	●
Easy - T in Easy – DAI – Samodejni preklop na T ali DAI	●	●	●		
Phase Cancellor – Fazni korektor	●	●	●		
Brezžična povezava za prenos zvoka	●	●			
BiCROS	●	●			

### Funkcije v vseh razredih

Data Logging – Zapis podatkov o uporabi	●	●	●	●	●
Wind Noise Manager – Upravljanje s šumom vetra	●	●	●	●	Vklop/Izklop
IntelliVent – Inteligentno prezračevanje	●	●	●	●	●
Plasma Coating – Plazma zaščitni premaz	●	●	●	●	●
DuoLink – Prenos funkcij na drugi slušni aparat	●	●	●		
Tinnitus Masker – Maskirnik tinitusa	●	●	●		
Brezžični programi	●	●			

### Dodatne naprave

RC – daljinski upravljalnik	●	●	●		
SmartControl – daljinski upravljalnik	●	●	●		
uDirect 2	●	●			
uTV 2	●	●			
uMic	●	●			